

Control de Calidad Analítico para COVID-19

Con ADN (75.000 cp/mL). Lo que permite a los laboratorios validar todo proceso de un ensayo molecular que incluye extracción, amplificación y detección.



SARS-CoV-2 Standard

The EDX SARS-CoV-2 Standard se fabrica con transcripciones de ARN sintético que contienen 5 genes (genes E, N, S, ORF1a y RdRP de SARS-CoV-2, 200.000 copias/ml cada una). El producto está formulado en una matriz sintética y contiene ADN genómico humano (75.000 copias/mL).

BIO-RAD



SARS-CoV-2 Negative

The EDX SARS-CoV-2 Negativo es negativo para SARS-CoV-2. El producto está formulado en una matriz sintética y contiene ADN Genómico humano (75.000 copias/mL).

Para mayor información:

contact.center@quik.com.co / +57 1 222 91 51 - 318 271 1649