

Sistema de venopunción Sarstedt Monovette

Ventajas del sistema de extracción de sangre

Sistema abierto



Sistema cerrado



2 en 1



Un sistema – 2 técnicas
Combinadas en la S-Monovette

- ✓ Apto para todas las situaciones venosas.
- ✓ Calidad óptima de las muestras.
- ✓ Económico.
- ✓ Seguro.

Ventajas del sistemas de extracción de sangre

Técnica de aspiración

... la técnica cuidadosa por excelencia para la rutina diaria en la extracción de sangre.

La aspiración se considera la técnica de extracción cuidadosa por excelencia para todo tipo de venas. Evita el colapso, incluso en las venas más sensibles.



Técnica de vacío

... en caso necesario, siempre se dispone de un vacío "fresco".

Una ventaja especial de la técnica de vacío de la S-Monovette es el vacío siempre "fresco", que solo se genera justo antes de la extracción de sangre. De este modo se obtiene, igual que con la técnica de aspiración, un volumen de llenado exacto.



Control visible para punciones venosas exitosas



Sistema de venopunción Sarstedt Monovette

Ventajas del sistemas de extracción de sangre


S-Monovette y aguja de seguridad Aguja Multifly de seguridad

Una combinación segura



✓ Aguja Multifly de seguridad Seguridad en situaciones venosas difíciles:

Manejo con una sola mano del protector de aguja, adaptador pre-montado, envasado y material óptimos.



Ventajas del sistemas de extracción de sangre

✓ Reducción de la tasa de hemólisis, con el consiguiente ahorro

Los estudios* indican que una aspiración suave de la muestra, como la que permite una S-Monovette o jeringa desechable, conduce a tasas de hemólisis menores que al utilizar únicamente sistemas de vacío. Las muestras intensamente hemolizadas alteran especialmente los valores de laboratorio y pueden obligar a repetir la extracción de la muestra. El sistema S-Monovette permite reducir la tasa de hemólisis, con las siguientes ventajas:

1. Reducción del tiempo.
2. Reducción de los costes materiales.
3. Sin costes adicionales.

Muestra
sin hemólisis



Muestra
Intensamente
hemolizada



S-Monovette con volumen de muestra reducido – Ventajas para el paciente:

- Pérdida de sangre notablemente reducida durante el diagnóstico en laboratorio
- Reducción del número de anemias hospitalarias
- Mejores resultados para los pacientes

Tubos Sarstedt Monovette

Ventajas del sistemas de extracción de sangre

Gas en sangre

Estándar Reducida



Suero Gel

Estándar Reducida



EDTA

Estándar Reducida



Citrato Citrato PBM

Estándar Reducida



S – Monovette Pediátrica

Técnica de aspiración

La posibilidad de extracción suave mediante la técnica de aspiración convierte a la S-Monovette pediátrica en la solución ideal para las difíciles condiciones venosas en pediatría.



Tubo adaptador

La S-Monovette pediátrica puede acoplarse a un tubo especial que permite la adaptación a todos los sistemas de análisis y centrifugas habituales.

Tubos Sarstedt Monovette

Volumen S-Monovette

7.5 ml
5.5 ml
4.9 ml
4.5 ml
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.2 ml

Activador de la coagulación de suero



Volumen S-Monovette

7.5 ml
5.5 ml
4.9 ml
4.5 ml
4.0 ml
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.2 ml

Plasma litio - heparin



Volumen S-Monovette

2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.2 ml

Fluoruro de Glucosa



Variedad de tamaños



Volumen S-Monovette

7.5 ml
4.9 ml
4.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.1 ml

Gel activador de la coagulación



Volumen S-Monovette

7.5 ml
4.9 ml
4.0 ml
3.4 ml
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.6 ml
1.2 ml

Hematología EDTA K₃



Volumen S-Monovette

8.2 ml
5.0 ml
4.3 ml
3.0 ml
3.0 ml
2.9 ml
1.6 ml
1.4 ml

Coagulación de citrato



S-Monovette con volumen reducido – Ventajas para el paciente

- Reducción significativa de la pérdida de sangre de diagnóstico en el laboratorio.
- Reducción de la cantidad de anemias hospitalarias.
- Mejora de condición del paciente.



S-Monovette – La revolución en extracción de sangre

Código de color para cumplir sus necesidades ISO 6710:2017

Varios volúmenes
Desde 1,1 a 7,5 ml

INTERNATIONAL
STANDARD

**ISO
6710**

Second edition
2017-07

Single-use containers for human
venous blood specimen collection

Réceptacles non réutilisables pour prélèvements de sang veineux humain



Reference number
ISO 6710:2017(E)

© ISO 2017

Descripción	ACTUALES		NUEVO
	"Código UE" Basado en BS 4851	"Código EEUU" Basado en ISO 6710	ISO 6710:2017
S-Monovette® Suero			
S-Monovette® Suero-Gel			
S-Monovette® Citrato (1:10)			
S-Sedivette® VSG (1:5)			
S-Monovette® Heparina de litio			
S-Monovette® Heparina de litio-Gel			
S-Monovette® EDTA KE			
S-Monovette® Glucosa FE/FH (fluoruro/EDTA)			
S-Monovette® GlucoEXACT (fluoruro/citrato)		-	
S-Monovette® Análisis de metales			



SARSTEDT

Calle 63C No. 35 – 13 / (+57 1) 222 91 51 – 318 271 16 49
Línea gratuita Nacional: 018000 413 613 / contact.center@quik.com.co



@quik.quality



@Quik_Quality



@quik_quality



quik-quality-is-the-key

QUIK-MONOVETTE-006-V3